

# ROTAI



راهنمای استفاده

**RT 8600S**

صندلی ماساژ

از خرید این محصول متشکریم. لطفا پیش از استفاده این راهنمای استفاده را مطالعه نمایید و به منظور استفاده صحیح توجه مخصوصی به هشدارهای ایمنی داشته باشید.

لطفا از این راهنمای استفاده برای ارجاع‌های آتی نگه‌داری نمایید.

## فهرست

هشدارهای ایمنی .....	۱
نام و عملکرد اجزا .....	۳
ساختار خارجی .....	۳
ساختار داخلی .....	۳
کنترل .....	۴
راهنمای کنترل .....	۵
راهنمای منوی صفحه نمایش .....	۶
عملکردها و مشخصات .....	۱۲
نصب و داتلود اپلیکیشن .....	۱۳
هشدارهای پیش از استفاده .....	۱۵
روش نصب .....	۱۵
روش حرکت دادن صندلی .....	۱۹
روشن کردن .....	۱۹
حالت نصب .....	۲۰
حفاظت از کف پوش .....	۲۱
محیط استفاده .....	۲۱
پایه .....	۲۱
راه‌اندازی صندلی ماساژ .....	۲۲
پیش از نشستن روی صندلی .....	۲۲
باز شدن و جمع شدن ساق پا .....	۲۳
پس از استفاده .....	۲۳
نگهداری از محصول .....	۲۴
عیب‌یابی .....	۲۵
مشخصه‌های فنی .....	۲۶

## هشدارهای ایمنی

### هشدارهای ایمنی

- لطفاً پیش از استفاده به منظور بهره گیری صحیح، این کتابچه راهنما را مطالعه نمایید.
- هشدارهای ایمنی زیر کمک بزرگی به استفاده ی صحیح شما از صندلی ماساژ می‌کند.
- به منظور طبقه بندی صحیح خطرها و خسارات ناشی از استفاده نامصحیح، راهنمای استفاده در دو بخش " اخطار " و " هشدار " توضیح داده شده که باید کاملاً رعایت شود.

استفاده نامصحیح ممکن است باعث جراحت کاربر شود.	<b>⚠️ اخطار</b>
استفاده نامصحیح ممکن است باعث وقوع خسارات به دستگاه و جراحت کاربر شود.	<b>⚠️ هشدار</b>
ممنوع. راهنمای مخصوص در نمودار نشان داده می‌شود. (به طور مثال، نمودار سمت چپ نشان می‌دهد که باز کردن دستگاه مجاز نمی‌باشد)	<b>🚫</b>
راهنمای مخصوص اجرا در نمودار نشان داده می‌شود. (به طور مثال، نمودار سمت چپ نشان دهنده کشیدن دوشاخه از پریز است)	<b>🔌</b>

### ⚠️ اخطار

<p>ما پیشنهاد می‌کنیم که افراد با شرایط زیر پیش از استفاده، با پزشک خود مشورت کنند:</p> <p>افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند و یا اشخاصی که متصل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب می‌باشند.</p> <p>افرادی که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند.</p> <p>افرادی که تومورهای بدخیم دارند.</p> <p>خانم ها در دوران بارداری و یا قاعدگی</p> <p>افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستند.</p> <p>افرادی که ناراحتی پوستی و یا زخم دارند.</p> <p>افرادی که دمای بدنشان بالای ۳۸ درجه است.</p>	<b>●</b> اجرایی
<p>این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی ( از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمبود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد</p> <p>کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه کار نمی‌کنند.</p> <p>دو نفر نباید به طور همزمان از صندلی استفاده کنند.</p> <p>چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می باید توسط تولید کننده، نمایندگان خدمات و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.</p> <p>لطفاً سیم برق را خراب نکنید، نکشید، تا نکتید، روی زمین نیندازید.</p> <p>کودکان اجازه استفاده از دستگاه را ندارند</p> <p>این محصول می‌باید توسط متخصصان مربوط تعمیر شود، کاربران مجاز به انجام تعمیرات و پیاده کردن محصول نیستند.</p>	<b>🚫</b> ممنوع
	<b>🚫</b> بازکردن ممنوع



### RT8600S Color-Scheme



○ White-red

● white-beige

○ black-black

● Black-red

● Champagne



هشدار



♦ در هر نوبت، ۲۰ دقیقه استفاده توصیه می‌شود. برای ماساژ یک قسمت خاص بدن بیش از ۵ دقیقه استفاده نکنید.  
 ♦ لطفاً صندلی ماساژ در سطح صاف قرار دهید.  
 ♦ زمان حرکت کردن قسمت کمر و قسمت پا فشار زیادی روی آن وارد نکنید همچنین مراقب باشید که کودکان با حیوانات خانگی در نزدیکی آن نباشند.  
 ♦ در زمان کشیدن سیم برق، لطفاً دو شاخه را با دست نگه دارید و با فشار آن را نکشید.  
 ♦ لطفاً از ولتاژ مناسب دستگاه استفاده کنید.  
 ♦ چنانچه هر بخشی از روکش فابریک سیم برق صندلی پاره و یا فرسوده بود از صندلی استفاده نکنید و سیم را از پریز برق بکشید. لطفاً بلافاصله با تکنیسین خدمات تماس حاصل نمایید.  
 ♦ کنترل را با دستان خیس استفاده نکنید همچنین از قرار دادن اجسام سنگین روی کنترل خودداری کنید.  
 ♦ افراد زیر ۱۲۰ کیلوگرم مجاز به استفاده می‌باشند.  
 ♦ لطفاً از منضمت دیگری به جز منضمت فابریک صندلی استفاده نکنید.  
 ♦ چنانچه کاربر احساس ناخوشی کند باید بلافاصله صندلی را خاموش کند و با دکتر خود مشورت کند.  
 ♦ این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده و استفاده پزشکی و درمانی ندارد.  
 ♦ این وسیله یک رویه گرم دارد اشخاصی که به گرما حساس هستند می‌باید در زمان استفاده از این دستگاه مراقب باشند.  
 ♦ پس از استفاده از دستگاه و پیش از تمیز کردن محصول، آن را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید.  
 ♦ تا یک ساعت پس از مصرف غذا از این محصول استفاده ننمایید.



اجرای

♦ در صورتی که روکش کمر واژگون شده باشد و یا پاره باشند از صندلی استفاده نکنید و با خدمات پس از فروش استفاده کنید.  
 ♦ در هنگام استفاده از صندلی نخوابید.  
 ♦ در زمان مستی و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید.  
 ♦ لطفاً این محصول را با پارچه خشک تمیز نمایید. از تیتر، بنزین و یا الکل استفاده نفرمایید.  
 ♦ روی دسته‌ها، قسمت پا و کمر ننشینید.  
 ♦ لطفاً در هنگام استفاده از دستگاه سیگار نکشید.



منوعه

♦ پیش از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید و با دست‌های خیس دوشاخه را از برق نکشید  
 ♦ پس از اتمام کار با دستگاه حتماً پریز آن را از برق خارج نمایید. از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهانی برق جراثیم نییند.



کشیدن دوشاخه

نام دستگاه: مسناژر

مدل: RT 8600S


میزان ولتاژ: ~ 220-240V

میزان فرکانس: 50/60 Hz


میزان قدرت: 260 W

طرح ایمنی: Class I

ساختار خارجی



ساختار داخلی



کنترل



عیب یابی

ردیف	مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
۱	صدای "XU"، "XU"، "TATA" شنیده نمی‌شود.	این یک صدای طبیعی است که ناشی از موتور در حال کار است. این صدا در نتیجه برخورد گوی ماساژ به روکش است.	این طبیعی است و نیازی به تعمیر ندارد.
۲	دستگاه شروع به کار نمی‌کند.	دوشاخه جدا شده است.	دو شاخه را به پریز بزنید.
		دستگاه روشن نیست.	دستگاه را روشن کنید.
		فیوز سوخته است.	یک مدل جدید وصل کنید.
۳	اسپیکر صدا نمی‌دهد.	صدای دستگاه کم است.	صدا را زیاد کنید.
۴	قسمت کمر و پا، بالا و پایین نمی‌روند.	فشار زیادی روی قسمت پا و کمر است.	فشار روی کمر و ساق پا را کاهش دهید.
۵	ایربرگ روی نشیمن‌گاه و ساق پا کار نمی‌کند.	چک کنید که آیا لوله هوا رسوب دارد یا نه	لوله هوا را تمیز کنید.

چنانچه پس از انجام عملیات بالا همچنان نشانه‌ها وجود داشت با نماینده خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

توجه: لطفاً قسمت‌های مسدول را خودتان باز نکید شرکت ما هیچ‌گونه خسارات و یا جراحات ناشی از استفاده ناصحیح را بر عهده نمی‌گیرد. از همکاری شما متشکریم.

## نگهداری

- لطفاً دستمال پارچه را کمی با آب نم دار کنید و روکش‌ها را تمیز کنید سپس با یک دستمال پارچه‌ای خشک دیگر، آن را خشک نمایید.
- برای تمیز کردن کنترل، DVD، قسمت‌های برقی از دستمال خشک استفاده کنید.
- لطفاً پس از تمیز کردن دستگاه با دستمال پارچه‌ای نم دار و سپس خشک کردن با یک دستمال پارچه‌ای خشک دیگر، آن را در محیط خشک طبیعی قرار دهید تا خشک شود.

## هشدار

- پیش از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید و با دست‌های خیس دوشاخه را از برق نکشید. زمانی که روکش کمر را تمیز می‌کنید مراقب باشید تا آب به قسمت‌های داخلی نفوذ نکند.
- روکش‌ها را اتو نکنید.

## روش انبارش

- چنانچه این محصول به مدت طولانی بلا استفاده بماند لطفاً سیم آن را جمع کنید و این محصول را در محیطی خشک و عاری از گرد و غبار نگهداری نمایید.

## هشدار

- در دمای بالا و یا نزدیک آتش از این محصول استفاده نکنید و آن را در تماس مستقیم با نور آفتاب به مدت طولانی قرار ندهید.

## توصیه‌های دوستانه

در طول استفاده روزانه لطفاً چک کنید که آیا نشانه‌های زیر وجود دارد یا خیر:

- بوی سوختگی
- زمانی که سیم را لمس می‌کنید برق آن قطع و وصل می‌شود
- سیم برق داغ است
- سایر نشانه‌های غیر عادی

## هشدار

- در صورت وجود هر یک از نشانه‌های بالا به منظور جلوگیری از هرگونه پیشامد احتمالی استفاده از دستگاه را قطع کنید.
- دستگاه را خاموش کنید و سیم را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- به غیر از استفاده عادی از دستگاه، هر گونه تعمیر و دستکاری دستگاه باید توسط مرکز خدمات پس از فروش انجام شود.

## راهنمای کنترل

روشن/خاموش



- زمانی که مندرلی روشن است این دکمه را فشار دهید صفحه‌نمایش روشن می‌شود. سپس بالا/ پایین را فشار دهید تا حالت اتوماتیک، حالت دستی، ماساژ کیسه هوا، گرمایش، ماساژ سه بعدی را انتخاب کنید و منو را تنظیم کنید.
- دوباره این دکمه را فشار دهید تا تمامی عملکردها خاموش شوند. مدت زمان کارکرد پیش فرض ۲۰ دقیقه است.

منو



- این دکمه را انتخاب کنید تا حالت اتوماتیک، حالت دستی، ماساژ فشار هوا، گرمایش، ماساژ ۳ بعدی را انتخاب کنید و منو را تنظیم کنید.

تنظیم مکان شانه (تنظیم مکانیسم بالا و پایین)



- در حالت دستی، دکمه بالا و پایین را انتخاب کنید تا نقطه دقیق ماساژ انتخاب شود.
- در حالت اسکن اتوماتیک بدن، این دکمه را فشار دهید تا مکان دقیق شانه مشخص شود.

برنامه اتوماتیک



- زمانی که مندرلی در حال کار است، دکمه اتوماتیک را فشار دهید تا وارد منوی برنامه اتوماتیک شوید، شما می‌توانید حالت‌های "بهبود گردش خون، ماساژ کششی، استراحت، رفع خستگی، شانه و گردن، ماساژ آرامش" را بر طبق حالت و وضعیت بدنی خود انتخاب کنید.

(برای مشاهده جزئیات به منوی LCD مراجعه کنید)

تنظیم جهت

- در حالت اتوماتیک، این دکمه‌ها را برای انتخاب مدل ماساژ فشار دهید، زمانی که برنامه تعیین شد، دکمه OK را بزنید تا تایید شود و از ماساژ انتخابی لذت ببرید.
- در حین ماساژ، دکمه OK را فشار دهید تا به حالت مرکز ثقل صفر برسد. دکمه بالا و پایین را فشار دهید تا سرعت مکانیسم تنظیم شود. دکمه راست یا چپ را فشار دهید تا فشار ایربگ‌ها تنظیم شود.



ماساژ سه بعدی



- در حالت دستی، دکمه 3D را فشار دهید تا فشار سه بعدی تنظیم شود.

بالا آوردن پا



- این دکمه را فشار دهید، ساق پا بالا می‌آید تا به بالاترین مکان برسد، زمانی که این دکمه را رها کنید، در همان حالت می‌ایستد.

پایین آوردن پا



- این دکمه را فشار دهید، ساق پا پایین می‌آید تا به پایین‌ترین مکان برسد، زمانی که این دکمه را رها کنید، در همان حالت می‌ایستد.



**بالا آوردن کمر**

اگر این دکمه را فشار دهید، قسمت کمر بالا می‌آید تا به حالت اولیه برسد و اگر آن را رها کنید در همان حالت متوقف می‌شود.



**پایین آوردن کمر**

اگر این دکمه را فشار دهید، قسمت کمر پایین می‌آید تا به پایین ترین حالت برسد و اگر آن را رها کنید در همان حالت متوقف می‌شود.



**کشیدن ساق پا**

اگر این دکمه را فشار دهید، قسمت پا کشیده می‌شود تا به کشیده ترین حالت برسد و اگر آن را رها کنید در همان حالت متوقف می‌شود.



**جمع شدن ساق پا**

اگر این دکمه را فشار دهید، قسمت پا جمع می‌شود تا به حالت اولیه برسد و اگر آن را رها کنید در همان حالت متوقف می‌شود.




اخطار

لطفاً پس از استفاده کلید پاور (روشن/خاموش) را فشار دهید تا صندلی به حالت اولیه برسد. (در هنگام ریست شدن هر دکمه‌ای را بزنید حالت تغییر پوزیشن صندلی متوقف می‌شود).

**دستور العمل منوی صفحه نمایش**

حالت اتوماتیک


زمانی که برق وصل است لطفاً دکمه خاموش/روشن را فشار دهید، LCD روشن می‌شود. دکمه اتوماتیک را فشار دهید تا وارد برنامه اتوماتیک شوید، شما می‌توانید حالت‌های "بهبود گردش خون، ماساژ کششی، استراحت، رفع خستگی، شانه و گردن و ماساژ آرامش" را بر طبق حالت و وضعیت بدنی خود انتخاب کنید (تصویر منو را در زیر ببینید)



تازه‌سازی بدن: این حالت برای عضله‌ها پس از فعالیت‌های ورزشی تعبیه شده که می‌تواند خستگی عضله‌ها را پس از یک فعالیت ورزشی سنگین به در کند. همچنین سیستم گردش خون را بهبود می‌بخشد تا عضله‌ها پس از ورزش ریکاوری شوند. ماساژ کششی: این ماساژ از نوع ماساژ تایلندی است. حالت مالشی قوی و کشیدن پا، میان‌تنه و سایر قسمت‌ها می‌تواند تاثیر قوی داشته باشد و این حالت بهترین انتخاب برای تسکین عضله‌ها و افزایش قدرت فیزیکی است.

**جمع کردن و بازکردن ساق پا**

در حالت ممکن از زاویه ساق پا، یا یا را فشار دهید تا زاویه پا به صورت دستی تنظیم شود تا پا در بهترین حالت ماساژ بگیرد.



کشیدن پا به سمت بیرون

جمع کردن پا

به دلیل وجود سنسور درون پا، ساق پا به صورت اتوماتیک یا دستی کشیده می‌شود و یا جمع می‌شود تا به قدهای مختلف بخورد.

**اخطار**

- ◀ روی صندلی بازی نکنید و اجرای نامصحیح نداشته باشید.
- ◀ برای تنظیم زاویه بین ساق پا و کمر می باید اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی در اطراف وجود ندارد.
- ◀ زمانی که ساق پا کشیده می‌شود یا جمع می‌شود مراقب باشید که هیچ چیزی در فضای خالی آن قرار نگیرد.
- ◀ تا زمانی که صندلی به حالت اولیه خود باز نگشته، از روی آن پایین نیایید.


**پس از استفاده**

- ◀ لطفاً پس از استفاده دستگاه را خاموش کنید و سیم برق را از پریز بکشید.
- ◀ کنترل را کاملاً درون کیف قرار دهید.
- ◀ چنانچه صندلی را استفاده نمی‌کنید آن را خاموش نمایید و سیم را از برق بکشید تا بچه‌ها از آن استفاده نکنند.
- ◀ اگر از صندلی به مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، خوب از آن نگهداری کنید.



راه اندازی صندلی

پیش از راه اندازی، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که فضای کافی در اطراف صندلی وجود دارد. سپس با استفاده از کنترل، قسمت کمر صندلی را به پایین ترین حالت ممکن برسانید و ساق پا را به بالاترین حالت ممکن برسانید. تمام عملکردها را تست کنید تا مطمئن شوید به طور طبیعی کار می کنند. سپس صندلی را خاموش کنید و به حالت اولیه برگردانید. برای انتخاب برنامه صندلی، لطفاً دستور العمل "کنترل" و "دستور العمل منوی صفحه نمایش" را انتخاب کنید.



پیش از نشستن روی صندلی

اطمینان حاصل کنید که قسمت پا کاملاً نصب شده است. اطمینان حاصل کنید که صندلی در حالت اولیه خود قرار دارد، اگر هر کدام از قسمت ها در حالت اولیه خود قرار ندارد، دوباره دکمه خاموش/روشن را بزنید تا همه قسمت ها به حالت اولیه خود برگردند.




هشدار

اگر قسمت پا به سمت بالا می آید لطفاً روی صندلی ننشینید. لطفاً اجسام سنگین روی قسمت پا قرار ندهید زیرا باعث آسیب رسیدن به مکانسیم پا می شود.

استراحت: برای بهبود کیفیت غذا خوردن، استراحت و خوابیدن، ماساژ مالشی برای کل قسمت های بدن از قوی تا ملایم و از ملایم تا قوی تغییر می یابد. رفع خستگی: این برنامه مختص کارمندان است که ساعات های طولانی پشت میز هستند و سفرهای کاری می روند. این برنامه عضله ها را تسکین می دهد. شانه و گردن: برای از بین بردن درد شانه و گردن. ۸۰٪ از زمان ماساژ بر روی گردن و شانه تمرکز می کند. حالت انحنای پشت کمر باعث می شود که گوی های ماساژ کاملاً گردن و شانه را لمس کند. بنابراین خستگی این قسمت ها به طور موثر برطرف می شود. ماساژ آرامش: برای تسکین درد مهره های کمر. ۸۰٪ ماساژ روی مهره های کمر تمرکز دارد و گوی های ماساژ خاص برای رفع درد و حس فشار می سازند و سلامتی مهره های کمر را حفظ می کنند. برنامه های دستی:


دکمه متو را انتخاب کنید، حالت دستی را انتخاب کنید تا وارد برنامه های دستی شوید. دکمه بالا و پایین را فشار دهید تا مدل، ناحیه، عرض، سرعت، رولینگ کف پا و یا ZERO را انتخاب کنید.




مدل: در عملکرد حالت، اول دکمه سمت راست را فشار دهید سپس دکمه بالا و پایین را فشار دهید تا حالت های مالشی، ضرب های، ضرب های محکم، شیاتسو و ... انتخاب شوند. ناحیه: در عملکرد ناحیه ای، اول دکمه سمت راست را فشار دهید، سپس دکمه بالا و پایین را فشار دهید تا حالت های کلی، موضعی یا نقطه ای انتخاب شود. مکانسیم ماساژ کمر به سه صورت کلی، موضعی و نقطه ای است که در حالت موضعی و نقطه ای توسط کلید (up/down N A01) می توانید بر روی پشت یا کمر خود بالا و پایین کنید. عملکرد عرض بر روی ماساژ های مالشی کار نمی کند و فقط در حالت ضرب های و شیاتسو کار می کند.

عرض: در عملکرد عرض، اول دکمه سمت راست را فشار دهید، سپس دکمه بالا و پایین را فشار دهید تا سه صورت عریض، متوسط و باریک را انتخاب کنید.

سرعت: در عملکرد سرعت، اول دکمه سمت راست را فشار دهید، سپس دکمه بالا و پایین را فشار دهید تا سرعت از یک تا شش انتخاب شود.




رولینگ کف پا: لطفا دکمه منو را انتخاب کنید، سپس "roller" را انتخاب کنید، با فشار دادن دکمه بالا و پایین سرعت گوی‌ها را از ۱ تا ۳ انتخاب کنید یا گوی‌ها را متوقف کنید.  
مرکز ثقل صفر: حالت مرکز ثقل صفر، ماساژی راحتی و آرامش بخش ایجاد می‌کند که کمر، میان‌تنه‌ها و پا را در زاویه‌ای مشخص قرار می‌دهد که تمامی فشار بدن را آزاد می‌کند و به بدن تسکین می‌دهد.



ماساژ سه بعدی


دکمه منو را فشار دهید، سپس 3D را انتخاب کنید، حالت 3D را تنظیم کنید (شیاتسوی عمیق، نفس کشیدن سالم، ماساژ کششی)، upper و ماساژ ناحیه‌ای



شیاتسوی عمیق: شیاتسوی عمیق روی کمر به مدت ۱۰ دقیقه  
نفس کشیدن سالم: مندلی در این حالت به مدت ۵ دقیقه همراه با ریتم مکانیسم دم و بازدم کار می‌کند که برای سلامت کاربر مفید است.  
upper (تنظیم فشار گوی‌های پشت): در حالت دستی، نیروی ماساژ از درجه ۱ تا ۵ قابل تنظیم است.  
ناحیه: در عملکرد قسمتی، دکمه سمت راست را فشار دهید، سپس دکمه بالا یا پایین را بزنید تا ماساژ کلی، ماساژ موضعی یا نقطه‌ای را انتخاب کند. مکانیسم ماساژ کمر به صورت کلی، موضعی و نقطه‌ای است.

حفاظت از کفپوش

لطفاً از یک فرش در زیر مندلی ماساژ استفاده کنید تا فشاری به کف پوش وارد نشود.



محیط اطراف

مندلی ماساژ را از محیط‌های مرطوب دور نگه دارید (برای مثال حمام) تا از هرگونه اختلال الکترونیکی جلوگیری شود.




مندلی ماساژ را از منابع با دمای بالا دور نگه دارید (به طور مثال اجاق گاز) تا از هر گونه آتش سوزی جلوگیری شود.



پایه اتصال

این مندلی ماساژ جزو دستگاه‌های الکتریکی سطح یک به شمار می‌آیند، اطمینان حاصل نمایید که به یک منبع تغذیه ۳ هسته‌ای متصل شود تا مطمئن شوید که هیچ گونه شوک الکتریکی یا تاثیر منفی روی دستگاه نگذارد.



## آمادگی پیش از استفاده

### مکان نصب


فاصله ی مطمئن برای پیرامون صندلی ماساژ

لطفاً اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای نصب این محصول وجود دارد:


عقب: حداقل ۱۰ سانتی متر فاصله از دیوار یا هرگونه مانع

جلو: حداقل ۶۰ سانتی متر از هرگونه مانع

به منظور جلوگیری از هرگونه تداخل سیگنالی، لطفاً حداقل ۱ متر با فاصله از تلویزیون، رادیو و سایر دستگاه‌های صوتی تصویری قرار دهید.



در زمان نصب، فاصله بین پریز و سوکت صندلی باید کمتر از ۱.۵ متر باشد.




### هشدار


اطمینان حاصل نمایید که فاصله ی بین پریز و سوکت صندلی باید کمتر از ۱.۵ متر باشد تا زمانی که صندلی بالا پایین می‌رود آسیبی به سیم برق نرسد.  
لطفاً پیش از استفاده، سیم‌ها را جمع کنید تا آسیبی نبینند.  
زمانی که صندلی به روی عقب می‌خوابد و یا به حالت اولیه برمی‌گردد اطمینان حاصل نمایید که کودکان و حیوانات در اطراف صندلی نباشند.

## نام و عملکرد اجزا

یونیزه کردن هوا-تصفیه هوا: دکمه منو را فشار دهید، سپس آئینون را انتخاب کنید، دکمه بالا و پایین را فشار دهید تا آئینون فعال یا متوقف شود.





کیسه هوا: منو را انتخاب کنید، سپس کیسه هوا را انتخاب کنید دکمه بالا و پایین را انتخاب کنید تا مکان کیسه هوا و شدت آن را انتخاب کنید.



قسمت: در عملکرد ماساژ هوای قسمتی، اول دکمه راست را فشار دهید سپس دکمه بالا یا پایین را فشار دهید تا ماساژ کامل، دست و کتف، کمر، پا و یا بغل نشیمنگاه را انتخاب کنید.  
شدت: در عملکرد شدت ماساژ هوا، اول دکمه راست را فشار دهید سپس دکمه بالا یا پایین را فشار دهید تا شدت ماساژ هوا را از درجه ۱ تا ۵ انتخاب کنید و یا آن را خاموش کنید.





گرمایش

"MENU" را فشار دهید، "HEAT" را انتخاب کنید، سپس دکمه سمت راست را بزنید تا خاموش یا روشن را انتخاب کنید.



تنظیمات


دکمه "MENU" را انتخاب کنید، "SETTING" را انتخاب کنید سپس دکمه بالا یا پایین را برای تنظیم زمان، زبان و بلوتوث فشار دهید.



زمان: در عملکرد تنظیمات زمان، دکمه سمت راست را فشار دهید، سپس دکمه بالا یا پایین را فشار دهید تا زمان ۱۰ دقیقه، ۲۰ دقیقه، ۳۰ دقیقه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض ۲۰ دقیقه است.  
 زبان: در عملکرد تنظیمات زبان، دکمه سمت راست را فشار دهید سپس دکمه بالا یا پایین را فشار دهید تا منوی انگلیسی یا چینی را انتخاب کنید.  
 بلوتوث: در عملکرد تنظیمات بلوتوث، دکمه بالا یا پایین را فشار دهید تا بلوتوث فعال یا خاموش شود.  
 یادداشت: تمامی تنظیمات بالا در حافظه دستگاه باقی می‌ماند حتی اگر برق دستگاه ناگهانی قطع شود.

روش حرکت

- چرخ‌های حرکتی در پایین صندلی وجود دارند.
- تا جایی که ممکن است صندلی را به سمت بالا بکشید.
- صندلی را خاموش کنید و دو شاخه را از برق بکشید.
- مانند نمودار، قسمت جلوی صندلی را به سمت جلو بکشید (یکنفر قسمت جلو را به سمت بالا می‌کشد، شخص دیگری صندلی را هل می‌دهد) و صندلی را با استفاده از چرخ‌ها حرکت دهید.




هشدار

- زمانی که کسی روی آن نشسته است، صندلی را حرکت ندهید.
- لطفاً برای حرکت دادن صندلی از دسته‌ها استفاده نکنید، تنها با استفاده از نقطه‌های حرکت، صندلی را حرکت دهید.

روشن کردن

- دو شاخه را به پریز بزنید.
- با استفاده از فشار دادن دکمه در قسمت پایین دسته سمت راست، صندلی را روشن نمایید.




هشدار

- لطفاً پیش از روشن نمودن صندلی اطمینان حاصل نمایید که سیم‌ها صدمه ندیده‌اند.
- لطفاً پیش از به برق زدن صندلی اطمینان حاصل کنید که صندلی خاموش است.


مرحله ۵: نصب کنترل

سیم کنترل را به پورتی که در قسمت داخلی دسته بغل سمت راست وجود دارد وصل کنید (به قسمت محدب- مقعر بین اتصال و پورت توجه کنید)، سپس درپوش پیچ را ببندید. (نمودار زیر را ببینید)




مرحله ۶: سایر متعلقات

سیم اتصال را به پورتی که در قسمت خارجی دسته بغل سمت راست قرار دارد وصل کنید. مندلی را روشن کنید و با استفاده از کنترل قسمت کمر را به حالت عادی برسانید.




توجه:

در حالت دستی یا اتوماتیک، اگر تا ۱۰ ثانیه هیچ اقدامی صورت نگیرد به صفحه زیر می‌رود.



صفحه اصلی در حالت اتوماتیک



صفحه اصلی در حالت دستی

هشدار:


- ◀ در حین کار دستگاه، "MENU" را دو بار فشار دهید، بلافاصله به صفحه اصلی بر می‌گردد.
- ◀ در صفحه اصلی، در حالت اتوماتیک یا حالت دستی، دکمه چپ و راست را فشار دهید تا فشار هوا تنظیم شود. همچنین بالا و پایین را فشار دهید تا سرعت گوی‌های ماساژ تنظیم شود.
- ◀ "AUTO" را فشار دهید تا برنامه اتوماتیک را انتخاب کنید.

هشدار:

- ◀ به منظور جلوگیری از هرگونه خرابی محصول، خودتان مندلی را از هم باز و پیاده نکنید.
- ◀ به منظور جلوگیری از خرابی دکمه‌ها و کنترل از پاشیدن آب یا هر مایع دیگری خودداری نمایید.
- ◀ لطفاً اجسام سنگین روی کنترل یا سیم برق قرار ندهید.

۱. حرکت صندلی به سمت جلو

در قسمت پایین صندلی، دو ریل وجود دارد. پس از انتخاب برنامه دستی و اتوماتیک، صندلی ماساژ ۳۰ سانتی متر به سمت جلو می‌رود تا از پشت نیازی به فضای زیاد نباشد.



۲. مرکز ثقل صفر:

حالت مرکز ثقل صفر، حالتی بسیار راحت و طبیعی از ماساژ ایجاد می‌کند. طراحی آن زاویه کمر، میان‌تنه و پا را به گونه‌ای نگه می‌دارد که گویی بدن در حالت بی‌وزنی قرار گرفته و فشار وارده بر بدن کاملاً از بین می‌رود و عضله‌ها کاملاً آزاد می‌شوند.

۳. مکانیسم ماساژ سه بعدی:

طراحی جدید از مکانیسم ۳ بعدی و نوع حرکت آن کاملاً با نوع طراحی صندلی ماساژ همخوانی دارد.

۴. کشش اتوماتیک/ دستی پا:

قسمت پا می‌تواند تا ۱۷ سانتی‌متر به صورت دستی یا اتوماتیک کشیده شود تا با قدهای مختلف تناسب داشته باشد.

۵. ماساژ کیسه هوا:

این صندلی ماساژ دارای ستهای مختلفی از کیسه هواست که در مکان‌های مختلف آن تعبیه شده (دست، کمر، بغل نشیمنگاه، کتف، پا)

۶. ماساژ گوی برای کف پا: دارای سه ردیف گوی ماساژ روی پا که ماساژ شیاتسو را تا کف پا می‌سازد.

۷. حالت‌های مختلف ماساژ:

حالت‌های مختلف ماساژ: ضربه‌ای محکم، ضربه‌ای، ضربه‌ای/ مالشی، مالشی، شیاتسو/ مالشی روی پا که مانند که ماسور حرفه‌ای عمل می‌کند.

۸. بلوتوث صوتی:

این دستگاه دارای عملکرد بلوتوث است که با اتصال به سیستم عامل دستگاه اندروید، آیفون، آپید اجرا می‌شود.


۹. یافتن PM 2.5: این عملکرد می‌تواند هوای داخل اتاق را بازیافت کند.

۱۰. ریل بلند L شکل


۱۱. این دستگاه دارای برنامه ای برای آیفون است.

مرحله ۴: نصب قسمت پا

روکش داخلی و روکش خارجی قاب پا را به محور اتصال نصب کنید




پیچ را از سگک اتصال قاب پا باز کنید و سگک را به سمت بالا باز کنید، سپس قسمت‌های پا را درون شیارهای سگک قاب قرار دهید. سگک را ببندید و آن را با پیچ محکم کنید.




قسمت‌های پا را بالا بیاورید، دوشاخه سیم برق پا را درون سوکت قرار دهید، لوله هوا را درون شیلنگ هوا قرار دهید. اطمینان حاصل نمایید که اتصال محکم است (نمودار پایین)

زیپ روکش چین دار قسمت پا با پارچه نشیمن گاه را بچسبانید.



مرحله ۳: نصب بخش‌های دسته بغل


◀ شیلنگ هوا، قسمت نور رنگی، دوشاخه لوله هوا را در قاب دسته بغل متصل کنید (طبق نمودار



زمانی که سیم‌ها روی دسته بغل کامل متصل شدند، قسمت‌های دسته بغل را درون شیار دسته بغل قرار دهید و با پیچ محکم کنید.

◀ زمانی که پیچ کامل محکم شد، قاب را جای‌گذاری کنید (چپ و راست متفاوتند)، سپس قاب b را سمت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

◀ از پیچ دیگری استفاده کنید تا دسته بغل را از داخل محکم کنید.



روش اتصال بلوتوث

سیستم ios اپل با اندروید تفاوت دارد لطفاً جزئیات زیر را چک کنید:

سیستم آیفون (ios) برای مثال ipad

۱. App store را باز کنید، در قسمت بالا سمت راست کلمات کلیدی مانند

"rongtai,rongtai massage chair,8600,8600s,massage chair" را جستجو کنید تا برنامه را

دانلود کنید. کاربر باید بلوتوث را روشن کند و آن را به صندلی ماساژ وصل کند.

یادآوری: دستگاه‌های اپل با بلوتوث ۴.۰.۰ به بالا می‌توانند به صندلی وصل شوند. لطفاً تصویر بالا را

ببینید. با زدن "get" در گوشه بالا سمت راست، کاربرها می‌توانند این نرم افزار را دانلود کنند.

۲. "massage chair" را باز کنید، داخل برنامه app شوید، در اتصال اول، لطفاً نام کاربری id و

پسورد خود را وارد کنید. پس از ثبت نصب موفق، "setting" "bluetooth" را بزنید و متصل شوید.

بلوتوث:

◀ این محصول عملکرد اتصال بلوتوث با دستگاه‌های صوتی را دارد. از طریق دستگاه صوتی

بلوتوث را باز کنید، به RT8600S وصل شوید تا موزیک پخش شود.

◀ یک سوکت صوتی اضافی هم در کنار سوکت کنترل برای سایر دستگاه‌های صوتی وجود دارد.

**سیستم اندروید:**

**نرم افزار**

- ◀ لطفاً نرم افزار را از فروشنده دریافت کنید سپس روی کامپیوتر یا موبایل نصب کنید. (به عکس‌های زیر مراجعه کنید)
- ◀ برنامه اجرایی RT8600S را نصب کنید، دکمه تنظیمات کامپیوتر یا موبایل را بزنید، اول wireless & web set را بزنید سپس Bluetooth سپس scan و RT8600S تا متصل شوید. در زمان نمایش "matching well audio device" کلمه RT8600S را پیدا کنید برنامه شروع می‌شود. سپس MENU را بزنید سپس Bluetooth connecting ، سپس matched well device و در نهایت RT8600S تا مندی ماساژ شروع به اجرا کند.

**هشدار**

- ◀ زمانی که بلوتوث را وصل می‌کنید اطمینان حاصل کنید که مندی ماساژ روشن است زیرا در غیر این صورت بلوتوث کار نمی‌کند.
- ◀ اگر RT8600S را پیدا کردید اما وصل نشد لطفاً مجدداً امتحان نمایید.
- ◀ لطفاً به بروز رسانی سیستم اندروید در صفحه اصلی ما توجه نمایید.

**الزامات تجهیزات**

- ◀ دستگاه کامپیوتر یا هر گونه دستگاه هوشمند که عملکرد بلوتوث دارد.
- ◀ این دستگاه با سیستم اندروید v2.2 به بالا کار می‌کند.

**روش نصب**

مرحله اول: اجزای مندی را در بیاورید:

- ◀ کارتون ها را باز کنید و با دقت اجزا و ملزومات را از کارتون در بیاورید.
- ◀ تمامی لوازم را لیست پکینگ چک کنید
- ◀ جزای ماساژ کیسه هوا برای کتف و نصب بلندگو

مرحله دوم: اجزای ماساژ کیسه هوا برای کتف و نصب بلندگو:

- ◀ پورت اتصال را به بلندگو و اجزای کیسه هوای کتف را متصل کنید.
- ◀ دو میله اتصال روی کیسه هوای کتف و قسمت بلندگو وجود دارد، آن‌ها را نصب کنید.
- ◀ سپس آنها را با سه پیچ محکم کنید (تصویر ۲). سپس داخل بلندگو را با دو پیچ محکم کنید (تصویر ۳)، در نهایت قاب را محکم کنید (تصویر ۴)
- ◀ روش نصب طرف دیگر مانند روش بالاست.

اجزای ماساژ کیسه هوا کتف و قسمت بلندگو

