


ROTAI



72F0206-RT5862-A

صندلی ماساژ لوکس چند کاره مدل RT 5862

راهنمای استفاده

از خرید این محصول متشکریم.

لطفا پیش از استفاده از دستگاه این راهنمای استفاده را مطالعه نمایید و به منظور استفاده صحیح توجه مخصوصی به هشدارهای ایمنی داشته باشید. لطفا از این راهنمای استفاده برای ارجاع های آتی نگه داری نمایید.

فهرست

۱	هشدارهای ایمنی
۳	نام و عملکرد اجزا
۳	ساختار خارجی
۳	ساختار داخلی
۴	پاورباکس
۵	کنترل
۶	راهنمای کنترل
۱۱	آمادگی
۱۲	ساختار واحد پا
۱۲	روش نصب
۱۶	روش انتقال
۱۶	اتصال به برق
۱۷	مکان نصب
۱۹	راه اندازی
۱۹	پیش از نشستن
۲۰	کشش پا
۲۰	عملکرد صوتی
۲۰	پس از استفاده
۲۱	اتصال به تابلت و گوشی هوشمند
۲۱	دانلود اپلیکیشن
۲۱	سیستم اندروید
۲۱	پیش نیاز
۲۲	مراقبت و نگهداری
۲۳	عیب یابی
۲۳	مشخصه های فنی

فرم زیر نام و محتوای تمام مواد خطرناک در این محصول را نشان می دهد.

مواد محدود						نام اجزا
PBDE	PBB	Cr	Cd	Hg	pb	
○	○	○	○	○	○	پنل خارجی
○	○	○	○	○	×	مجموعه برد مداری
○	○	○	○	○	×	مواد آهنی
○	○	○	○	○	○	قطعات پلاستیکی
○	○	○	○	○	×	سیم برق/آداپتور
○	○	○	○	○	○	سیگنال داخلی سیم اتصال
○	○	○	○	○	○	لوازم داخلی
<p>این فرم تحت قوانین SJ/T 11364 نوشته شده است.</p> <p>※ : مجموعه برد مداری شامل قطعات PCB مانند شبکه مقاومت، خازن، مدار یکپارچه، اتصال ها و غیره می شود.</p> <p>○ : نشان می دهد که درصد ریسک مواد کمتر از آستانه خطر استاندارد GB/T26572 است.</p> <p>× : نشان می دهد که درصد ریسک حداقل یکی از مواد تشکیل دهنده بالاتر از آستانه خطر استاندارد GB/T26572 است.</p>						





نکات مربوط به طول عمر سازگار با محیط زیست:

چنانچه این محصول طبق نکته های این منوال استفاده شود، طول عمر آن به شرطی که به طبیعت و انسان آسیب نرزد ۱۰ سال است.




اطلاعات ایمنی

- ▶ لطفا پیش از استفاده به منظور استفاده صحیح، این راهنمای استفاده را مطالعه نمایید.
- ▶ هشدارهای ایمنی زیر کمک بزرگی به استفاده صحیح شما از صندلی ماساژ می‌کند.
- ▶ به منظور طبقه بندی صحیح خطرها و خسارات ناشی از استفاده نامصحیح، راهنمای استفاده در دو بخش "اخطار" و "هشدار" توضیح داده شده که باید کاملا رعایت شود.


اخطار 	استفاده نامصحیح ممکن است باعث جراحت کاربر شود.
هشدار 	استفاده نامصحیح ممکن است باعث وقوع خسارات به دستگاه و جراحت کاربر شود.
ممنوع 	باز نکنید. 

برای افراد زیر مناسب نیست:


ما پیشنهاد می‌کنیم که افراد با شرایط زیر پیش از استفاده، با پزشک خود مشورت کنند:


<ul style="list-style-type: none"> ◆ افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند و یا اشخاصی که متصل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ی ضربان قلب می باشند. ◆ افرادی که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند و یا تحت درمان هستند. ◆ افرادی که تومورهای بدخیم دارند. ◆ خانم ها در دوران بارداری و یا قاعدگی ◆ افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستند. ◆ افرادی که ناراحتی پوستی دارند. ◆ افرادی که تب دارند. ◆ این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی (از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمبود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد. 	 اخطار
---	---

هشدارهای مربوط به کنترل

<ul style="list-style-type: none"> ◆ کنترل را با دستان خیس استفاده نکنید. ◆ روی کنترل آب یا هر مایع دیگری نریزید. ◆ اجسام سنگین را روی کنترل قرار ندهید. 	 هشدار
---	---


هشدارهای مربوط به سیم برق و آداپتور


<ul style="list-style-type: none"> ◆ ولتاژ پاور را چک کنید تا مناسب با رنج ولتاژ برق ۲۴۰-۲۲۰ باشد. ◆ با دستان خیس به آداپتور دست نزنید. ◆ برای از برق کشیدن محصول، سیم را از قسمت دوشاخه بکشید. ◆ با اشیاء سنگین به دو شاخه برق و سیم رابط آسیب و فشار وارد نکنید. ◆ لطفا سیم برق را خراب نکنید، تا نکنید و روی زمین نکشید. ◆ چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر باید توسط نمایندگان خدمات و یا کارشناسان فنی خدمات تعویض شود. 	 هشدار
--	---


 هشدار	<ul style="list-style-type: none"> ◆ زمانی که دمای هوا بالای ۴۰ درجه باشد نباید از مندلی استفاده شود. ◆ دستگاه را در محیط غبار آلود یا مرطوب استفاده نکنید و یا در زمانی که سرگیجه دارید از دستگاه استفاده نکنید. ◆ لطفا در روزهای بارانی و وقوع رعد و برق از مندلی استفاده نکنید. ◆ در محیط بیرونی از دستگاه استفاده نکنید. ◆ لطفا مندلی ماساژ در سطح صاف قرار دهید. ◆ دستگاه را نزدیک حرارت یا شعله قرار ندهید.
--	---

بهترین روش برای استفاده صحیح و مناسب

 هشدار	<ul style="list-style-type: none"> ◆ افراد زیر ۱۲۰ کیلوگرم مجاز به استفاده می باشند. ◆ این دستگاه را تنها طبق دستورالعمل راهنمای استفاده، استفاده کنید. ◆ دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده و استفاده ی پزشکی و درمانی ندارد. ◆ دو نفر نباید به طور همزمان از مندلی استفاده کنند. ◆ بلافاصله پس از مصرف غذا از این محصول استفاده ننمایید. ◆ زمانی که از مندلی استفاده می کنید در جیب‌هایتان وسیله‌ای نباشد و دستتان خالی از ساعت یا لوازم زینتی باشد. ◆ لوازم داخلی زیر روکش را چک کنید اگر متوجه خرابی شدید از دستگاه استفاده نکنید تا مسئولین خدمات پس از فروش آن را تعمیر کنند. ◆ چنانچه کاربر احساس ناخوشی کند بلافاصله مندلی را خاموش کند. ◆ در هر نوبت، ۲۰ دقیقه استفاده توصیه می‌شود. ◆ اطمینان حاصل کنید که فاصله کافی بین مندلی و فضای پشت آن وجود دارد. ◆ اطمینان حاصل کنید که با وزن زیاد روی مندلی فشار نمی‌آورد. ◆ اطمینان حاصل کنید که بچه‌ها یا حیوانات خانگی یا وسیله‌ای در اطراف مندلی قرار ندارد. ◆ لطفا در هنگام ماساژ به درستی روی مندلی بنشینید. ◆ مندلی را روی فرش یا پارکت نکشید.
--	--

 هشدار	<ul style="list-style-type: none"> ◆ چنانچه مندلی خراب باشد یا برق کافی نباشد از مندلی استفاده نکنید. ◆ روی قسمت پانچ‌تید یا جسم سنگین روی آن قرار ندهید. ◆ لطفا اجازه ندهید تا بچه‌ها روی مندلی بازی کنند تا سانحه‌ای پیش نیاید. ◆ در هنگام استفاده از مندلی نخوابید. ◆ در زمان مستی و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید. ◆ انگشتان خود را بین فاصله‌های قسمت پا و نشیمنگاه قرار ندهید. ◆ در صورتی که بوی دود یا سوختگی حس کردید بلافاصله مندلی را خاموش کنید و از برق بکشید.
--	--

 هشدار	<ul style="list-style-type: none"> ◆ لطفا قسمت‌های مندلی را خودتان باز نکنید شرکت ما هیچ گونه خسارات و یا جراحات ناشی از استفاده نامصحیح را بر عهده نمی‌گیرد. ◆ لطفا مندلی را خودتان تعمیر نکنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید
--	--

 هشدار	<ul style="list-style-type: none"> ◆ پیش از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید و با دستان خیس دوشاخه را از برق نکشید. ◆ لطفا در زمان عدم استفاده از مندلی آن را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید. ◆ پس از اتمام کار با دستگاه حتما پریز آن را از برق خارج نمایید. از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید.
--	---

شماره	نشانه	علت محتمل	راه حل
1	صدای تعلق تعلق شنیده می شود.	صدای نرمال موتور یا صدای گوی ها شنیده می شود.	نیازی نیست عملی انجام دهید.
2	دستگاه شروع به کار نمی کند.	سیم برق به درستی داخل پریز نرفته است.	سیم را داخل پریز محکم کنید.
		مندلی خاموش است.	مندلی را روشن کنید.
3	بعد از اتصال بلوتوث صدای موزیک شنیده نمی شود.	فیوز سوخته است.	یک فیوزیکسان جایگزین کنید.
		صدا پائین است.	صدای اسپیکر را زیاد کنید.
4	قسمت پا یا کمر بالا نمی‌رود یا پائین نمی‌آید.	سنگینی زیاد روی قسمت پا و کمر وجود دارد.	سنگینی را کم کنید.
5	ایربگ به درستی کار نمی کند.	مسیر شلنگ هوا مسدود است.	شلنگ هوا را صاف کنید و مانع را بردارید.

اگر مشکل باقی ماند با خدمات پس از فروش به شماره ۰۰۴۴۹۰۸۸-۰۲۱ تماس حاصل نمایید. محصول را خودتان تعمیر یا باز نکنید.

مشخصات محصول

نام محصول:	صندلی ماساژ
شماره مدل:	RT5862
میزان ولتاژ:	220-240V~
میزان فرکانس:	50/60Hz
میزان قدرت:	160W

دستور العمل مراقبت و نگهداری

- ◀ لطفا دستمال پارچه ای را کمی با آب نم دار کنید و قاب‌های کمر، دسته‌ها، پاها و سایر قطعات پلاستیکی را تمیز کنید. سپس با یک دستمال پارچه ای خشک دیگر، آن را خشک نمایید.
- ◀ پاور باکس پشت، کنترل را با یک پارچه خشک تمیز کنید.
- ◀ روکش‌ها را با یک پارچه نم دار تمیز کنید سپس با یک پارچه خشک پاک کنید.
- ◀ برای تمیز کردن قسمت پا، با پارچه نم دار تمیز کنید سپس با یک پارچه دیگر خشک کنید.

هشدار ⚠

- ◀ پیش از تمیز کردن مسدولی آن را از برق بکشید سیم‌ها را با دست خیس لمس نکنید اطمینان حاصل کنید که مایع داخل پاورباکس پشت نمی‌رود.
- ◀ لطفا قاب‌های این محصول را با تمیزکننده‌های با کیفیت تمیز نمایید. از تیتر، بنزین و یا الکل استفاده نفرمایید.
- ◀ روکش‌ها را اتو نکنید.

روش‌های نگهداری

چنانچه به مدت طولانی از مسدولی استفاده نمی‌کنید آن را در مکانی مناسب قرار دهید و روی آن را روکش بکشید تا غبار نگیرد.

هشدار ⚠

- ◀ محصول را در تماس مستقیم با نور آفتاب به مدت طولانی قرار ندهید.

توصیه‌های دوستانه

- در طول استفاده روزانه لطفا چک کنید که آیا نشانه‌های زیر وجود دارد یا خیر:
- ◀ بوی سوختگی
 - ◀ زمانی که سیم را لمس می‌کنید برق آن قطع و وصل می‌شود.
 - ◀ سیم برق داغ است.
 - ◀ سایر نشانه‌های غیر عادی


هشدار ⚠

- ◀ در صورت وجود هر یک از نشانه‌های بالا به منظور جلوگیری از هرگونه پیشامد احتمالی استفاده از دستگاه را قطع کنید.
- ◀ دستگاه را خاموش کنید و سیم را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- ◀ به غیر از استفاده عادی از دستگاه، هرگونه تعمیر و دستکاری دستگاه باید توسط مرکز خدمات پس از فروش انجام شود.


هشدار ⚠

پیش از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید، با دستان خیس به سیم دست نزنید، خودتان محصول را تعمیر نکنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

ساختار خارجی



ساختار داخلی





اپلیکیشن Aront Massage Chair را دانلود کنید در زیر دستورالعملش وجود دارد :

برای دستگاه IOS

در دستگاه ios خود (iphone,ipad,ipod) برنامه App store را باز کنید، Aront Massage Chair را سرچ کنید، آن را دانلود کنید و در دستگاه خود نصب کنید. زمانی که نصب تکمیل شد بازش کنید و بلوتوث را روشن کنید و به دستگاه وصل کنید. (توجه: ورژن دستگاه ios باید بالای ۴ باشد و بلوتوث داشته باشد.)



برای دستگاه اندروید


فروشنده باید اپلیکیشن Aront massage chair را برای خریدار ایمیل کند، در دستگاه خود، این اپلیکیشن را دانلود و نصب کنید. زمانی که نصب تکمیل شد، برنامه را باز کنید و بلوتوث را روشن کنید و به دستگاه وصل کنید. (دستگاه باید دارای بلوتوث باشد.)



هشدار

◀ بلوتوث هر دو دستگاه باید در هنگام اتصال وصل باشد.
 ◀ اگر اتصال انجام نشد دوباره انجام دهید.

دکمه  یا  را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا تا درجه دلخواه شما بالا رود سپس آن را رها کنید تا بایستد.



کاهش پا / جمع شدن پا : می تواند قسمت پا را به صورت اتوماتیک بکشد تا به پوزیشن دلخواه برسد.

⚠️ اخطار

- روی صندلی بازی نکنید و عملکردهای اشتباه را انجام ندهید.
- اطمینان حاصل کنید که مانعی پشت صندلی قرار ندارد و فضای کافی پشت صندلی وجود دارد.
- هیچ وقت دست، پا یا هر چیز دیگری را در فاصله بین ساق پا زمان جمع شدن آن قرار ندهید.
- زمانی که صندلی در حال برگشت به حالت اصلی خودش است از جای خود بلند نشوید.

عملکرد صوتی

عملکرد بلوتوث را با کنترل فعال کنید، RT5862 را روی موبایل خود سرچ کنید و متصل شوید.

پس از استفاده

- همیشه پس از استفاده از صندلی آن را از برق بکشید.
- کنترل را در جیب مخصوص قرار دهید.
- زمانی که از صندلی استفاده نمی کنید آن را خاموش کنید و از برق بکشید تا بچه ها به طور اتفاقی آن را روشن نکنند.
- زمانی که برای مدت طولانی صندلی مورد استفاده قرار نگیرد، روکش روی آن بکشید و در محیطی دور از رطوبت و غبار قرار دهید.

دستور العمل کنترل



این دکمه را فشار دهید تا کنترل دستگاه روشن یا خاموش شود.
 زمانی که به برق وصل شدید برای نشان دادن منو باید این دکمه را بزنید تا LCD روشن شود، برای هدایت کردن برنامه از دکمه های بالا/پایین/راست/چپ استفاده کنید و برای انتخاب OK را بزنید.
 دوباره این دکمه را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود زمان پیش فرض ۲۰ دقیقه است.



منو
 برنامه اتوماتیک، برنامه دستی، ایربگ ها، گرمایش، گوی ها و تنظیم عملکرد را نشان می دهد:
 (منوی نمایش را برای جزئیات چک کنید)



UP/DOWN

برنامه اتوماتیک، برنامه دستی، کیسه های هوا، گرمایش، گوی ها و تنظیم عملکرد را نشان می دهد: (منوی نمایش را برای جزئیات چک کنید.)



AUTO

دکمه اتوماتیک برنامه
 منوی برنامه اتوماتیک را نشان می دهد. زمانی که برنامه اتوماتیک در حال اجرا است این دکمه را فشار دهید تا برنامه های اتوماتیک تغییر کنند. برنامه فعال در بالای صفحه مشخص می شود.

هدایت گردن

از دکمه بالا، پایین، چپ و راست استفاده کنید تا صفحه را هدایت کنید و OK را فشار دهید تا برنامه را انتخاب کنید.



ماساژ سه بعدی
 این دکمه را فشار دهید تا فشار 3D را در حالت منوال کنترل کنید.



بالا بردن قسمت پا
 این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا بالا بایید و دکمه را رها کنید تا متوقف شود.



پائین بردن قسمت پا
 این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا پایین بیاید و دکمه را رها کنید تا متوقف شود.

بالا بردن کمر و پایین آوردن پا

این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت کمر بالا رود و دکمه را رها کنید تا متوقف شود.



پائین آوردن کمر و بالا بردن پا

این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت کمر پایین رود و دکمه را رها کنید تا متوقف شود.



باز کردن پا

این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا کشیده شود و دکمه را رها کنید تا متوقف شود. (قبلاً اطمینان حاصل کنید که مانعی وجود ندارد).



جمع کردن پا

این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا جمع شود و دکمه را رها کنید تا متوقف شود. (قبلاً اطمینان حاصل کنید که مانعی وجود ندارد)




پس از استفاده، دکمه پاور را فشار دهید تا صندلی را به حالت اول برگرداند هر دکمه‌ای را روی کنترل فشار دهید این عمل را متوقف می‌کند این دکمه را دوباره فشار دهید تا عملکرد دوباره فعال شود.



دستور العمل منوی صفحه نمایش

بر اساس حالت بدن و زمان ماساژ، توسط این دکمه به برنامه رفته و می‌توانید هریک از ۹ برنامه بهبودی بدن، کششی، آرام بخش، نشاط بخش، اتوماتیک بالاتنه، اتوماتیک پایین تنه، پرستار رییس، ملکه لاغر، اسپای روح را انتخاب کنید. برنامه انتخاب شده بر روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود. (عکس زیر را ببینید)




حالت پرستار رییس: شدت ماساژ سنگین تر است منطقه ماساژ به طور عمده بر روی شانه و گردن تمرکز می‌کند. این حالت برای کارکنان اداری است که به طور معمول در محل کار می‌کنند و این حالت در جهت کاهش درد عضلانی شانه و گردن است.

حالت ملکه لاغر: شدت ماساژ خفیف است منطقه ماساژ به طور عمده بر روی کمر و پشت تمرکز دارد. این حالت برای زنانی طراحی شده است که می‌خواهند باریک اندام باشند. این ماساژ برای افزایش متابولیسم مفید می‌باشد.

راه اندازی

پیش از راه اندازی، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که فضای کافی در اطراف صندلی وجود دارد. سپس با استفاده از کنترل، قسمت کمر صندلی را به پایین ترین حالت ممکن برسانید و ساق پا را به بالاترین حالت ممکن برسانید. (صندلی به حالت خوابیده در بیاید)
تمام عملکردها را تست کنید تا مطمئن شوید به طور طبیعی کار می‌کنند. سپس صندلی را خاموش کنید (برای انتخاب برنامه ماساژ، دستورالعمل کنترل را چک کنید)



پیش از نشستن


اطمینان حاصل کنید که قسمت پا کاملاً نصب شده است.
اطمینان حاصل کنید که صندلی در حالت اولیه خود قرار دارد، اگر هر کدام از قسمت‌ها در حالت اولیه خود قرار ندارد، دوباره دکمه خاموش / روشن را بزنید تا همه قسمت‌ها به حالت اولیه خود برگردند.



در حالتی که قسمت پا به سمت بالا می‌آید و یا اینکه بالا است، لطفاً روی صندلی ننشینید.
لطفاً اجسام سنگین را روی قسمت پا قرار ندهید زیرا باعث آسیب رسیدن به مکانسیم پا می‌شود.

بالا بردن کمر

این دکمه را فشار دهید و نکه دارید تا قسمت کمر بالا رود و دکمه را رها کنید تا متوقف شود.



بهترین شرایط

مصدلی ماساژ را از محیط های مرطوب دور نگه دارید (برای مثال حمام) تا از هرگونه اختلال الکترونیکی جلوگیری شود.
مصدلی ماساژ را از منابع با دمای بالا دور نگه دارید (به طور مثال اجاق گاز) تا از هرگونه آتش سوزی جلوگیری شود.



این مصدلی ماساژ جزو دستگاه های الکتریکی سطح یک به شمار می آید، اطمینان حاصل نمایید که به یک پریز برق دارای ارت متصل شود تا مطمئن شوید که هیچ گونه شوک الکتریکی یا تاثیر منفی روی دستگاه نگذارد.



اسپای روح: برای استراحت و آرامش بخشی صبح و میان روز طراحی شده و به بهبود عضلات کمک می کند.

کششی: الهام گرفته از روش ماساژ تایلندی، حالت کششی دارد، این برنامه از تکنیک کششی و مالشی استفاده می کند تا خستگی عضلات را از بین ببرد.
گردن و شانه: طراحی شده برای رفع خستگی و انقباض گردن و شانه، ترکیب با طراحی انحنای کمر، این برنامه با استفاده از گوی در قسمت گردن و شانه کار می کند.

میان تنه و کمر: تمرکز این ماساژ روی ستون فقرات است، این برنامه به کاهش فشار روی عضله ها کمک می کند.


بهبودی: طراحی شده برای استراحت عضله ها بعد از فعالیت ورزشی و تمرینات که به کاهش فشار عضله ها کمک می کند، جریان خون را بهبود می بخشد و فشار های ناشی از ورزش را کاهش می دهد.

نشاط بخش: طراحی شده برای انسان های عادی که به نشاط آن ها از لحاظ فیزیکی و عاطفی کمک می کند.

آرامش بخش: طراحی شده برای بهبود کیفیت خواب، این برنامه از تکنیک های آرام ماساژ برای رفع خستگی استفاده می کند.

برنامه منوال:

آیکون منوال را روی صفحه منو انتخاب کنید، دکمه بالا/ پایین را فشار دهید تا حالت های زیر را انتخاب کنید: حالت، بخش، عرض، سرعت، گوی، مرکز ثقل صفر



حالت ماساژ (MOOD): حالت را روی صفحه منوال انتخاب کنید، دکمه سمت راست را بزنید سپس بالا یا پایین را بزنید تا از میان حالت های زیر انتخاب کنید:

مالشی، ضرب های، ضرب های محکم، شیاتسو، همگام سازی مالشی - ضرب ای و تکنیک های ماساژ ریتمیک. دکمه OK را فشار دهید تا وارد ماساژ دلخواهتان شوید. حالت انتخاب شده روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

مکانسیم ماساژ کمر: دکمه PART را روی صفحه نمایش انتخاب کنید، دکمه سمت راست را بزنید سپس بالا یا پایین را بزنید تا از میان حالت های زیر انتخاب کنید:


مکان های ماساژ کلی، بخشی، نقطه ای. دکمه OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات دلخواه خود شوید. تنظیمات انتخاب شده روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

مکان نصب


صندلی را در مکانی قرار دهید که ناحیه عقب صندلی حداقل ۱۰ سانتی متر از دیوار یا هر مانعی فاصله داشته باشد.

در جلوی صندلی باید یک فضای خالی ۶۰ سانتی متری وجود داشته باشد.


۱ متر از تلویزیون، رادیو یا سایر لوازم صوتی تصویری که دارای سیگنال هستند فاصله داشته باشد.



فاصله بین پرز برق و پاور سوییچ صندلی ۰.۵ متر باشد.



اطمینان حاصل نمایید که فاصله بین پرز و سوکت صندلی باید کمتر از ۰.۵ متر باشد تا زمانی که صندلی بالا پایین می‌رود آسیبی به سیم برق نرسد.
 لطفا پیش از استفاده، سیم‌ها را جمع کنید تا آسیبی نبینند.
 زمانی که صندلی به روی عقب می‌خوابد و یا به حالت اولیه برمی‌گردد اطمینان حاصل نمایید که کودکان و حیوانات در اطراف صندلی نباشند.



عرض مکانیسم ماساژ کمر (WIDTH): دکمه WIDTH را روی صفحه منوال انتخاب کنید، دکمه راست را بزنید و سپس دکمه بالا یا پایین را بزنید تا از میان موارد زیر انتخاب کنید:


عریض، متوسط و مکانیسم باریک گوی‌ها. دکمه OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات دلخواه خود شوید. عرض انتخاب شده روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود. (در حالت های مالشی کار نمی‌کند)

سرعت مکانیسم ماساژ: سرعت را روی صفحه منوال انتخاب کنید، دکمه راست را بزنید سپس بالا یا پایین را بزنید تا میان موارد زیر انتخاب کنید: مکانیسم سطح شدت سرعت ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶. دکمه OK را فشار دهید تا وارد سطح شدت مورد نظر خود شوید.

گوی: دکمه ROLLER را انتخاب کنید سپس دکمه راست را بزنید سپس بالا یا پایین را بزنید تا از میان موارد زیر انتخاب کنید:

سطح ۱، ۲، ۳ سرعت گوی پا و یا خاموش (غیر فعال کردن مکانیسم گوی پا). دکمه OK را فشار دهید تا وارد سطح سرعت انتخابی شوید.

مرکز ثقل صفر: مرکز ثقل صفر را در صفحه منوال بزنید. دکمه سمت راست را فشار داده سپس بالا یا پایین را بزنید تا مرکز ثقل صفر را فعال یا غیر فعال کنید. دکمه OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات دلخواه خود شوید. (در این حالت صندلی کاملا حالت خوابیده است و وزن بدن از نوک پا تا سر تقسیم می‌شود و حالت بی وزنی می‌گیرد)



ماساژ ۳ بعدی: ماساژ سه بعدی را در صفحه منوال انتخاب کنید دکمه OK را فشار دهید وارد صفحه نمایش ماساژ سه بعدی شوید سپس بالا یا پایین را فشار دهید تا از بین موارد زیر انتخاب کنید:

برنامه‌های ماساژ (شیاتسوی عمیق، تنفس سالم و ماساژ کششی)، دکمه OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات انتخابی خود شوید.

بالا بردن کمر


چرخ‌های حرکتی در پایین صندلی وجود دارند. صندلی را روی چرخ‌های آن بچرخانید تا به مکان مورد نظر برسید

تا جایی که ممکن است صندلی را به سمت بالا بکشید.

صندلی را خاموش کنید و دو شاخه را از برق بکشید.

مانند تصویر، قسمت جلوی صندلی را به سمت جلو بکشید (یک نفر قسمت جلو را به سمت بالا می‌کشد،

شخص دیگری صندلی را هل می‌دهد) و صندلی را با استفاده از چرخ‌ها حرکت دهید.




هشدار

- زمانی که کسی روی آن نشسته است، صندلی را حرکت ندهید.
- لطفاً برای حرکت دادن صندلی از دسته‌ها استفاده نکنید، تنها با استفاده از دستگیره‌ها صندلی را حرکت دهید.


اتصال به برق

- پریز مخصوص این صندلی ۳ تایی است. (دارای ارت زمین)
- با استفاده از فشار دادن دکمه پاور در قسمت پایین دسته سمت راست، صندلی را روشن نمایید.



هشدار

- لطفاً پیش از روشن نمودن صندلی اطمینان حاصل نمایید که سیم‌ها صدمه ندیده‌اند.
- لطفاً پیش از به برق زدن صندلی اطمینان حاصل کنید که صندلی خاموش است.



ماساژ شیاتسوی عمیق: ماساژ ۱ دقیقه‌ای شیاتسوی عمیق که روی کمر اجرا می‌شود.


نفس سالم: ماساژ ۵ دقیقه‌ای نفس سالم باعث اجرای صحیح دم و بازدم می‌شود و سلامت کاربر را بهبود می‌بخشد.

ماساژ کششی: ماساژ کششی ۵ دقیقه‌ای است.

شدت ماساژ ۳ بعدی: زمانی که ماساژ منوال در حال اجرا باشد، این دکمه را فشار دهید تا بین سطوح ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ شدت ماساژ سه بعدی پشت کمر را تنظیم کنید.

قسمت ماساژ سه بعدی پشت کمر: دکمه PART را از صفحه نمایش ماساژ ۳ بعدی فشار دهید، دکمه سمت راست را بزنید. سپس بالا یا پایین را بزنید تا از میان: کلی، قسمتی و ماساژ نقطه‌ای انتخاب کنید. OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات دلخواه خود شوید.


کیسه های هوا: دکمه AIRBAG را انتخاب کنید تا از صفحه نمایش منو، کیسه هوا نمایش داده شود، دکمه سمت راست را بزنید. سپس بالا یا پایین بپرید تا از میان موارد زیر یکی را انتخاب کنید: فشار هوای قسمتی و شدت فشار هوا OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات دلخواه خود شوید.




فشار هوای قسمتی: PART را از صفحه نمایش کیسه هوا انتخاب کنید، دکمه سمت راست را بزنید سپس بالا یا پایین را بزنید تا از میان موارد زیر یکی را انتخاب کنید: جایگاه کیسه های هوا به صورت کامل، (کتف و شانه)، (پاها و ساق، میان تنه)، OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات دلخواه خود شوید.

شدت فشار هوا: FORCE را از صفحه نمایش کیسه هوا انتخاب کنید دکمه سمت راست را بزنید سپس بالا یا پایین را بزنید تا از میان موارد زیر، یکی را انتخاب کنید: سطح ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و یا اینکه آنرا خاموش کنید (عملکرد شدت فشار غیر فعال می‌شود)، OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات دلخواه خود شوید.


قدم ۵: نصب کنترل
 ◀ کنترل را از باکس سفید بیرون بیاورید.
 کابل دیتای کنترل را به پورت پایینی دسته بغل راست وصل کنید (به قسمت‌های محدب و مقعد پورت توجه کنید)، سپس پیچ را در جهت عقربه‌های ساعت محکم کنید (شکل زیر را چک کنید).




قدم ۶: سایر ملزومات
 ◀ سیم برق را به پورت تعبیه شده در عقب پاور باکس وصل کنید (شکل زیر را چک کنید)
 ◀ پاور واقع در زیر دسته بغل راست را روشن کنید، قسمت کمر مندلی بالا می‌آید تا به پوزیشن نشسته برسد.



بالا بردن کمر
 ◀ در لیست "MENU"، آیتم "HEAT" را انتخاب کنید، سپس دکمه سمت راست را بزنید تا خاموش یا روشن شود.



◀ دکمه "MENU" را انتخاب کنید، "SETTING" را بزنید سپس دکمه بالا یا پایین را برای تنظیم زمان، زبان و بلوتوث فشار دهید.




در عملکرد تنظیمات زمان: دکمه سمت راست را فشار دهید، سپس دکمه بالا یا پایین را بزنید تا زمان ۱۰ دقیقه، ۲۰ دقیقه، ۳۰ دقیقه را انتخاب کنید. OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات دلخواه خود شوید.
در عملکرد تنظیمات زبان: دکمه سمت راست را فشار دهید سپس دکمه بالا یا پایین را بزنید تا منوی انگلیسی یا چینی را انتخاب کنید. OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات دلخواه خود شوید.
در عملکرد تنظیمات بلوتوث: دکمه بالا یا پایین را فشار دهید تا بلوتوث فعال یا خاموش شود.



۱. در حالت دستی یا اتوماتیک، اگر تا ۱۰ ثانیه هیچ اقدامی صورت نگیرد به صفحه اصلی می‌رود.
 ۲. به جز عملکرد lower auto، به منظور مشخص کردن موقعیت شانه کاربر، شروع و نقطه عطف تمامی برنامه های اتوماتیک باحرکت ماساژ بدنه اصلی است.


بالا بردن کمر

شکلنگ‌های هوا را طوری قرار دهید که به هم نپیچند و آسیب نبینند.




قدم ۴: اکسسوری قسمت پا

قسمت پا را بالا بیاورید شکلنگ هوا را داخل نازل هوا قرار دهید، سوکت شیر هوا را داخل پورت شیر هوا و دوشاخه قرار دهید و مطمئن شوید که کاملاً نصب شده‌اند.



۱. بالا آمدن همزمان پا با جلو رفتن صندلی

حالت حرکتی همزمان نشیمنگاه و بدنه اصلی نهایت آسایش را به ارمغان می‌آورد.



۲. مکانیسم ماساژ ۴ گوی

مکانیسم خلاقانه ماساژ چهار گوی و ریل L شکل

۳. کشش اتوماتیک پا

ساق پا به صورت اتوماتیک ۲۶ سانتی متر کشیده می‌شود، تا برای قدهای متفاوت مناسب باشد.

۴. ماساژ فشار هوا

ماساژ فشار هوا برای بازوها، ساق پا و کف پا. تعداد ۴۸ کیسه هوا در این قسمت ها تعبیه شده است.

۵. ماساژ گوی

رولینگ های تعبیه شده در کف پا ، ماساژ مالشی در کف پا انجام می‌دهند.

۶. تکنیک های چندگانه ماساژ دستی

حالت های ماساژ مالشی، ضربه‌ای، مالشی عمیق، شیاتسو، همگام سازی، ریتیمیک با تکنیک دسته‌ای

ماساژ انسانی، ماساژی لذت بخش به ارمغان می‌آورد.

۷. کنترل ساده و استفاده آسان

کنترل ساده و با سهولت استفاده برای دسترسی آسان به همه عملکردهای ماساژ

روش نصب


قدم اول: تمام قسمت های مندرلی ماساژ را از کارتون در بیاورید.

کنار تون ها را باز کنید: تمامی لوازم را در بیاورید.

پیش از شروع نصب، اطمینان حاصل کنید که همه ملزومات وجود دارند (پکینگ لیست را چک کنید)

قدم دوم: نصب دسته بغل

شکلگ هوای قسمت نشیمن گاه را به نازل هوای دسته بغل نصب کنید (شکل ۱)




شکل ۱

مفصل نشیمن گاه و دسته بغل

پیچ

قلاب



شکل ۲

شکل ۳ قلاب

قدم اول دسته بغل را به بدنه مندرلی قلاب کنید، دوم پیچ را در جای پیچ واقع در عقب دسته بغل محکم کنید (شکل ۲)، سپس پیچ را در جلوی دسته بغل محکم کنید (شکل ۳). (روش نصب طرف دیگر یکسان است)

قدم سوم: نصب ساق پا

قسمت پا را بلند کنید، قلاب ساق پا را در محور نگهدارنده محکم کنید. (قلاب با محور همتراز باشد)، اول یک طرف را وصل کنید سپس طرف دیگر.

